



Precio con IVA 2.99 €

IVA 21% incluido 0.52 €

Mascarilla Higiénica Reutilizable para Adultos. 21 Lavados. 5 Capas. Certificación normativa UNE 0065-1:2020. Confeccionadas con tejidos certificados por AITEX e ITEL con alto poder de filtración, repele el agua y las microgotas actuando como barrera contra virus y bacterias. Permite Autoclave 120°C y esterilización en cabina de ozono. Fabricado en España.



Descripción

Mascarilla Higiénica Reutilizable para Adulto

Especificación UNE 0065-1:2020

- Conformidad verificada a través del boletín analítico CE-11619 de ITEL para 21 lavados a 30°.
- Especificación UNE 0065-1:2020 de mascarillas higiénicas reutilizables destinadas a la población civil y no a sanitarios.
- Fabricado con tejido Aitex Certificado nº 2020TM0447 (Asociación de Investigación de la Industria Textil que se dedica a la investigación, ensayos y certificación de artículos y materiales textiles) y por ITEL (Centro de Investigación y Asesoramiento para la limpieza). Este tejido cumple con los requisitos de funcionamiento de la norma EN 14683:2019 + AC:2019 de mascarillas quirúrgicas puntos 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 para el tipo IIR. Con los siguientes resultados (ver certificado):
 - Eficacia de la filtración bacteriana (BFE) (%) > 99,20 ± 0,73
 - Respirabilidad: Presión diferencial (Pa/cm²) > 52 ± 3
 - Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa) > 0 de 32 a 17 KPa4
- El tejido utilizado para fabricar esta mascarilla tiene certificados de niveles superiores a los asignados, pero la producción no tiene licencia previa de funcionamiento otorgada por la Agencia Española de Medicamentos Productos Sanitarios (AEMPS) para que esta mascarilla tenga una certificación superior a la UNE 0065-1:2020.
- Fabricado con 5 Capas de material TNT.
- Repele el agua y las microgotas actuando como barrera contra virus y bacterias
- Fabricado en España.

COMPOSICIÓN

Mascarilla Higiénica Reutilizable Classic (5 Capas/21 Lavados)

- 20 g/m2; 100% Polipropileno hidrófobo spunbond (1 capa) (Parte interior mascarilla)
- 40g/m2; 100% Polipropileno hidrófobo spunbond (2 capas) (parte exterior mascarilla)
- 44 g/m2; 80% Poliéster / 20% viscosa spunlace (2 capas)
- Elástico Blanco de 6 milímetros

PRECIOS SEGÚN CANTIDAD

- Entre 1 y 10 unidades - 2,99€/unidad (IVA incl.)
- Entre 11 y 25 unidades - 2,85€/unidad (IVA incl.)
- Entre 26 y 50 unidades - 2,65€/unidad (IVA incl.)
- Entre 51 y 100 unidades - 2,40€/unidad (IVA incl.)
- + de 100 unidades - 2,30€/unidad (IVA incl.)

*El precio se actualiza automáticamente al introducir la cantidad deseada en el selector de cantidad.

TALLA Y COLOR

- Talla:
 - L - Adulto: 20 x 10 cm
- Color: Blanco

INSTRUCCIONES DE LAVADO



Lavar a máquina o mano, temperatura máxima 30°



No usar lejía o blanqueador



Secadora hasta 70°



No planchar



No limpiar a seco

- Utilizar detergente humectante.
- Duración de lavado: 10 minutos.

- Utilizar nivel de agua alto en el lavado.
- Solo utilizar prelavado si el tejido incorpora manchas o suciedades que se fijarían con la temperatura de lavado.
- Solo utilizar suavizante bactericida en el último enjuague. En caso de no ser bactericida, no utilizar ningún tipo de suavizante. Si se usa suavizante, este debería estar exento de colorantes.
- El tiempo de centrifugado, estará condicionado a las revoluciones de la máquina lavadora y su factor K.
- Debe secarse al aire completamente dentro de las 2 horas posteriores al lavado.

Otros métodos de lavado:

- Estas mascarillas son susceptibles de su esterilización en cabina de ozono, las pruebas determinan la no alteración de sus características originales.
- Permite autoclave 120°C.
- Permite el lavado a 60°, dado el hábito de los hospitales en trabajar a esta temperatura, en el caso de este tejido y con el proceso de lavado descrito, se considera innecesario. A esta temperatura de 60°, soporta 16 lavados sin alterar ninguna de sus características.

RECOMENDACIONES

- Esta mascarilla no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE/2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE/2016/425
- La mascarilla debe lavarse antes de su primer uso.
- La mascarilla debe estar bien seca antes de usarla.
- La mascarilla debe almacenarse en un ambiente seco y protegida de una posible contaminación.
- En caso de defecto o daño no utilice la mascarilla, sustitúyala por otra. Se recomienda lavar la mascarilla cada vez que vaya a ser reutilizada.
- Le recomendamos que ejerza la mayor precaución posible. Este producto no sustituye las medidas de higiene.
- Siga las reglas y cumpla con las recomendaciones del gobierno y las autoridades sanitarias.

CERTIFICADOS

- [DESCARGAR FOLLETO MASCARILLA](#)
- [DESCARGAR CERTIFICADO AITEX TEJIDO](#)
- [DESCARGAR CERTIFICADO ITEL MASCARILLA REUTILIZABLE](#)
- [DESCARGAR PROCESO DE LIMPIEZA](#)